

Precauciones

1. Este producto toma la temperatura del cuerpo a partir del grado de temperatura de la frente.

2. Use siempre un cotonete con alcohol para limpiar la superficie de la piel y evitar que las partículas de polvo cubran la lente del dispositivo y arroje un resultado incorrecto.

Pasos para tomar la temperatura:

Encender y apagar correctamente

1. Presione el botón M para encender.

2. Presione nuevamente el botón M para apagar, se apagará automáticamente luego de 60s de inoperatividad.

¿Cómo medir la temperatura?

1. Encienda el dispositivo.

2. Apunte hacia la frente a una distancia de 15-50mm.

3. Presione el botón de medición más grande para medir la temperatura.

¿Cómo cambiar el modo de medición?

1. Encienda el dispositivo.

2. Presione el botón "-" para cambiar el modo de cuerpo/superficie.

¿Cómo configurar grados Centígrados o Fahrenheit?

1. Apague el dispositivo

2. Mantenga presionado el botón "-" durante 5 segundos hasta que el signo "F" aparezca en la esquina izquierda de la pantalla.

3. Presione el botón "-" tres veces hasta que el signo "F" cambie a "F4", la unidad de temperatura aparecerá en la esquina derecha de la pantalla.

4. Cambie de grados Centígrados a grados Fahrenheit presionando el botón "+".

5. Apague el dispositivo para guardar los cambios.

¿Cómo acceder a la función de menú e historial?

1. Apague el dispositivo.

2. Presione el botón "+" para acceder al historial de uso, donde hallará los previos resultados de temperatura.

3. Presione nuevamente el botón "+" para buscar otros datos.

4. Apague para salir.

¿Cómo desactivar el pitido?

1. Apague el dispositivo.

2. Mantenga presionado el botón "-" por 5 segundos hasta que el signo F1 aparezca.

3. Presione el botón "+" encender y apagar el pitido (el signo del volumen significa encendido).

4. Apague el dispositivo para guardar.

Nota: Cuando la temperatura indicada no se sienta acorde con su temperatura, es recomendable tomarla otra vez debajo de la oreja.

Nota:

· El ambiente operacional de este artefacto es entre 10°C y 40°C (el efecto es mejor cuando se está en una temperatura entre 16°C y 35°C).

· No opere el producto en temperaturas extremas (más bajas de -20°C o más altas de 55°C) o en lugares excesivamente húmedos (más altos de 90% RH).

· Por favor, no raye el lente de medición de temperatura a fin de afectar la precisión de la medición de la temperatura

· Este producto es para uso de hogar o de clínica

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

· Componentes del producto: medidor de la temperatura, botón +/-, ajuste, pantalla, batería, máquina.

· Rango de uso del producto: adecuado para medir la temperatura corporal del objeto medido, midiendo la radiación de calor de la frente.

MÉTODOS DE REEMPLAZO DE BATERÍA

· Sostenga el termómetro en una mano y deslice la tapa de la batería hacia abajo con la otra mano para removerla.

· Saque la batería vieja, presione la "+.-" marca de polos para insertar la nueva batería, y cierre la tapa de la batería

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS

· Para reemplazar la batería, debe usar la batería especificada en este manual, de lo contrario, causará medidas inexactas o daños al termómetro.

· Este producto es adecuado para personas: temperatura de la frente de los niños y adultos, sin importar el género.

· Cuando no se use el producto por un largo período de tiempo, remueva la batería.

· No cargue la batería o la esponja al fuego. Deseche las baterías usadas en lugares diseñados para esto. Para el reemplazo de la batería, por favor usar el modelo de batería que está en las especificaciones. El uso de otras baterías podría causar fuego o explosión.

· Para deshacerse del dispositivo, retire las baterías y deshágase por separado, colocándolos en el contenedor de reciclaje.

· Este producto no debe ser expuesto al agua o a la luz solar directa.

· No sumerja este dispositivo en agua u otros líquidos.